

○電カル

受付一覧→表示条件:エコー

エコーがある方が受付されると赤で表示される。

電カルの入力はまだやらなくていいとのこと。

○流れ

2階待合でお待ちなので、エコーの袋(紙カルテ入れ)を預かる。

朝、予約一覧が部屋にあるので、オーダーを確認する。

部屋にある無記載の所見用紙にIDと名前(カナ)記入。

エコー機にIDと名前入力。

患者さん入れて検査開始。

検査終わったら2階待合でお待ちいただく。

所見用紙記入が終わったら、本人に袋を渡して1階受付に行ってもらおう。

検査空いている時間は、飛び込みでオーダーが入ることもある。

その際は紙カルテ右側、本日指示の所に「腹部」や「くび」と記載されてくる。

○検査

・腹部

ルーチンカットは決まっていないため、好きなように撮影して良い。

有所見は1画面一方向でも良い。

中・高度脂肪肝はATI計測する。(引出しのAprio flexマニュアルに検査方法記載あり)

PFT、SFT計測(リニアプローブにて。引出しに計測方法マニュアルあり)

・頸動脈、甲状腺

有所見のみプリント。

甲状腺は腫大、萎縮を含め所見がなければ保存写真なくても良さそう。

有所見は1画面一方向でも良い。

頸動脈でブランク無しの場合、「頸動脈狭窄疑い パルストップラー法」と記載